

Standardní operační postup (SOP)

ČNRDD/P02/verze01

Monitorování teploty produktu během transportu

1. Cíl

Sledovat a zajistit, aby hemopoetické progenitorové buňky byly uchovávány a transportovány v optimálním teplotním rozmezí.

2. Rozsah působnosti

pracovník koordinačního centra

kurýr

3. Kompetence a zodpovědnosti

3.1. pracovník koordinačního centra registru: připravuje teplotní čidlo pro transport, přebírá po transportu čidlo od kurýra a generuje teplotní křivku, distribuuje teplotní křivku transplantačnímu případně odběrovému centru

3.2. kurýr: ovládá (spuštění, inspekce) teplotní čidlo během transportu

4. Zkratky a definice

OC: odběrové centrum

KC: koordinační centrum registru

5. Pístroje a materiál

5.1. infračervený pyrometr: bezkontaktní teploměr, který složí ke změření povrchové teploty vaku s produktem po jeho importu z jiného odběrového centra

5.2. teplotní čidlo (LogTag): spouští se tlačítkem START, kontrolu produktu lze zaznamenat tlačítkem MARK; čidla jsou kalibrována výrobcem a jednoznačně identifikována


5.3. LogTag Analyser: program umožňující konfiguraci čidla a stahování a zálohování teplotních křivek (Global Sensors, USA)



6. Postup

6.1. Příprava čidla před transportem

- 6.1.1. Před každým použitím musí být teplotní čidlo konfigurováno v programu LogTag Analyser. Nastavuje se:
- způsob spuštění (automaticky nebo tlačítkem START)
 - frekvence měření/záznamů
 - alarmy a teplotní meze
- 6.1.2. Konfiguraci provádí pracovník koordinačního centra registru nebo jím pověřená osoba.



Konfigurace LogTagu

Uživatelský popis:

Push button start

Povolit přihlášení s pre-startem

Nepretržitě zaznamenávat čtení, prepsat nejstarší v případě plné paměti

Zaznamenávat čtení takto:

Zaznamenaná čtení budou překlenuta nejméně dnu

Pocet čtení pro záznam maximum je 8031

Zaznamenat čtení každých

Zacít zaznamenávat se zpožděním

Povolit indikátor v pořádku (zelený)

Povolit indikátor poplachu (červený), když:

Čtení pod nebo nad °C

Po následném nacteném poplachu (10 minut)

Po zjištěném nacteném poplachu (žádný)

Ponechat indikaci poplachu, i když se hodnota vrátí do intervalu poplachu

Vymazat a znovu nastavit poplach, když je zmáčkuto tlačítko START MARK

Konfigurace požaduje heslo

< Predchozí Další > Zavřít Nápoveda

- 6.1.3. Při každé konfiguraci kontroluje program stav baterie čidla a upozorňuje na event. nedostatečnou kapacitu. Úspěšně konfigurované čidlo by mělo mít dostatečnou kapacitu k zajištění celého transportu.
- 6.1.4. Teplotní čidla se evidují na formuláři *Evidence teplotních čidel* (CNRDD P14).

6.2. Během transportu

- 6.2.1. Záznam teploty musí kurýr spustit při vložení produktu do boxu podržením tlačítka START/STOP dokud se nerozsvítí nápis RECORDING.
- 6.2.2. Během transportu může kurýr zaznamenat inspekci produktu (kontrola stavu produktu kurýrem nebo kontrola bezpečnostními orgány na letišti). Stisknout a podržet tlačítko REVIEW/MARK.

6.2.3. Během měření se zobrazuje na displeji:

- čas měření/transportu
- aktuální teplota, kterou je tedy možné během transportu kontrolovat
- případné alarmy
- stav čidla – ready – starting – recording - paused – stopped
- stav baterie


6.3. Získání teplotní křivky po transportu

6.3.1. Pro stažení teplotních dat se vloží čidlo do komunikačního adaptéru připojeného přes USB port k počítači.

6.3.2. Stahování začne probíhat automaticky do předem definovaného adresáře a je indikována obrazovkou:



6.3.3. Program LogTag zobrazí načtená data ve formě grafu, tabulky a souhrnné statistiky. Inspekce produktu jsou zaznamenány v grafu červenými body.



- 6.3.4. Data je možné filtrovat/vybírat z nich různá časová období, pro která se automaticky přepočítává statistika. Vybrat rozsah čtení grafu je možné pomocí:
- tažením myši přes požadovanou oblast dat v grafu
 - příkazem „manual scaling“ a přímým vepsáním časového rozmezí
- 6.3.5. Časová osa grafu se edituje a omezí pouze na skutečnou dobu transportu – tzn. ořízne se koncová část grafu. Doba transportu odpovídá intervalu mezi stiskem tlačítka START/STOP (spuštění měření při vložení buněk) a poslední inspekční značkou (stisknutí tlačítka START/STOP při vyjmutí buněk).
- 6.3.6. Ke konkrétním bodům grafu (zpravidla inspekčním bodům) lze přidat komentář, který se tiskne s grafem (funkce „add annotation“). Informace o dárci musí být anonymizovaná.
- 6.3.7. Komentář k celému grafu se vkládá do záhlaví grafu (funkce „edit chart subtitle“).
Doplněno musí být:
- ID dárce
 - jméno kurýra
 - transport z místa X do místa Y

6.4. Uložení a export naměřených teplotních dat

- 6.4.1. Stažená data se ukládají automaticky, přesto musí být křivka před ukončením práce znovu uložena, aby se zaznamenaly všechny změny, poznámky atd.
- 6.4.2. Teplotní data se exportují tiskem; v tiskovém modulu se zvolí časové období, které má být vytištěno.

6.4.3. Vytištěnou křivku musí pracovník koordinačního centra registru předat pověřenému pracovníkovi transplantačního centra, které produkt aplikovalo.

7. Kontrola kvality

- 7.1. Teplota produktu během transportu by se měla pohybovat v rozmezí 2 – 8 °C. Produkt v žádném případě nesmí zmrznout (teplota pod 0 °C).
- 7.2. Při teplotě vyšší než 8 °C nehrozí závažné poškození produktu a event. nepříznivý dopad nevyhovujících transportních podmínek na kvalitu produktu posuzuje pracovník koordinačního centra ve spolupráci s transplantačním centrem. Teplota však nesmí překročit pokojovou teplotu (24 °C).
- 7.3. Při řešení nevyhovující teplotní křivky musí být postupováno podle pravidel pro řešení nežádoucích událostí v SOP CNRDD/F01 *Postup při hlášení (S)AE/CH/N.*

8. Očekávané výsledky

NA

9. Dokumentace

- 9.1. Teplotní křivky ze všech transportů se uchovávají v koordinačním centru registru.

10. Formuláře

- 10.1. Transport of stem cell product audit (CNRDD P06).
- 10.2. Evidence teplotních čidel (CNRDD P14)

11. Související SOP

- 11.1. CNRDD/P01 *Transport produktu*
- 11.2. CNRDD/P03 *Kurýři – postupy a činnosti*
- 11.3. CNRDD/F01 *Postup při hlášení (S)AE/CH/N.*

12. Různé

- 12.1. Manuál k teplotnímu čidlu LogTag typ TRID 30-7.

ZMĚNY/REVIZE:

datum:	revidoval/schválil:	podpis:	revize/změna*:
1.1.2009	Lysák/DL		implementace SOP
1.1.2010	Lysák/DL		Výroční revize, beze změn.
1.1.2011	Lysák/DL		Výroční revize, beze změn.

1.1.2012	Lysák/DL		Výroční revize, beze změn.
01.01.2013	Lysák/DL		Výroční revize, beze změn.
01.01.2014	Lysák/DL		Výroční revize , rušeno zasílání teplotní křivky v elektronickém formátu (nepoužívá se)
01.09.2016	Lysák/DL		výroční revize , shoda s WMDA 2017, doplněn formulář Evidence teplotních čidel (P14)
10.1.2018	Lysák		revize , zavedení nového typu teplotního čidla s displejem

* silně vyznačeny pravidelné roční revize